

## 线粒体复合体 II 试剂盒说明书

(分光法 48 样)

### 一、产品简介：

线粒体复合体 II (EC 1.3.5.1) 又称琥珀酸-辅酶 Q 还原酶, 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体中, 催化琥珀酸氧化生成延胡索酸, 同时辅基 FAD 还原为 FADH<sub>2</sub>, 后者进一步还原氧化型辅酶 Q 生成还原型辅酶 Q, 是控制琥珀酸氧化呼吸链反应的第一步, 也是氧化磷酸化产能过程的关键。

复合体 II 的催化产物还原型辅酶 Q 可进一步还原 2,6-二氯吲哚酚, 使该物质在 600nm 处的吸光值减小, 通过检测 600nm 处的下降速率进而得到复合体 II 酶活性大小。

### 二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	液体 10mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	液体 μL×1 支	4℃保存	
试剂四	粉剂×1 瓶	4℃保存;	临用前甩几下使粉末全部落入底部, 加入 4mL 蒸馏水, 混匀溶解备用。
试剂五	粉剂×1 支	4℃保存;	临用前甩几下使粉末全部落入底部, 加入 3mL 蒸馏水, 混匀溶解备用。
试剂六	粉剂×1 支	-20℃保存	临用前甩几下使粉末全部落入底部, 加入 1.1mL 无水乙醇, 完全溶解后再加入 1.1mL 的蒸馏水, 混匀备用。
试剂七	液体 35mL×1 瓶	4℃保存	

### 三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、低温台式离心机、研钵、无水乙醇、冰和蒸馏水。

### 四、线粒体复合体 II 活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、线粒体制备 (提示: 整个线粒体的提取过程须保持 4℃低温环境):

- ① 称取约 0.1g 组织或收集 500 万细菌/细胞, 加入 1mL 试剂一, 用冰浴匀浆器或研钵匀浆, 转移至离心管后于 4℃×700g 离心 10min。
- ② 弃沉淀, 上清液移至另一离心管中, 4℃×12000g 离心 10min。用移液器移除上清液, 留下沉淀 (沉淀即为线粒体)。
- ③ 在沉淀 (线粒体) 中加入 200μL 试剂二和 2μL 试剂三, 超声波破碎 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10 秒, 重复 30 次), 液体置于冰上用于线粒体复合体 II 酶活性测定。

**【注】:** 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例进行提取, 或按照细菌/细胞数量 (10<sup>4</sup>): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

#### 2、上机检测:

- ① 可见分光光度计预热 30min 以上, 设定温度 25℃, 调节波长至 600nm, 蒸馏水调零。
- ② 若待测上清液比较浑浊 (蛋白浓度比较高), 可先对样本进行梯度稀释或按照下方加样表梯度减少样本加样量 (试剂七相应增加) 进行预测定实验。
- ③ 在 1mL 玻璃比色皿中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
试剂四	70
试剂五	50
试剂六	40
试剂七	600
样本	40
混匀，立即于 600nm 处读取 A1，室温静置 10min 后读取 A2， $\Delta A=A1-A2$ 。	

- 【注】** 1. 若 A1 值小于 0.8，则可减少样本加样体积 V1（如减至 20μL，试剂七相应增加），则改变后的加样体积 V1 需代入计算公式重新计算。
2. 若  $\Delta A$  的值在零附近徘徊，可以增加样本加样体积 V1（如增至 60μL，试剂七相应减少），或延长反应时间 T，则改变后的 V1 和 T 需代入计算公式重新计算。

## 五、结果计算：

### 1、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟消耗 1nmol 的 2,6-二氯吡嗪酚定义为一个酶活力单位。

复合体II活力(nmol/min /mg prot)=[ $\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9$ ]  $\div$  (V1  $\times$  Cpr)  $\div$  T=95.2  $\times$   $\Delta A \div$  Cpr

### 2、按样本鲜重计算：

酶活定义：每克组织每分钟消耗 1nmol 的 2,6-二氯吡嗪酚定义为一个酶活力单位。

复合体II活力(nmol/min/g 鲜重)=[ $\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9$ ]  $\div$  (W  $\times$  V1  $\div$  V)  $\div$  T=19.2  $\times$   $\Delta A \div$  W

### 3、按细菌/细胞密度计算：

酶活定义：每 1 万个细菌/细胞每分钟消耗 1nmol 的 2,6-二氯吡嗪酚定义为一个酶活单位。

复合体II活力(nmol/min/10<sup>4</sup> cell)=[ $\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9$ ]  $\div$  (500  $\times$  V1  $\div$  V)  $\div$  T=0.038  $\times$   $\Delta A$

$\epsilon$ ---2,6-二氯吡嗪酚摩尔消光系数， $2.1 \times 10^4$  L/mol/cm；

d---光径，1cm；

V---加入提取液体积，0.202mL；

V1---加入样本体积，0.04mL；

V2---反应体系总体积， $8 \times 10^{-4}$  L；

T---反应时间，10min；

W---样本质量，g；

500--细胞或细菌总数，500 万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。